

## Compresse de gaze stérile emballés par 2 LPPR Euromedis

Référence : BS04206 – BS04207 – BS04208 – BS04209 – BS04210 – BS04211

Conditionnement : Boîte de 10 sachets (BS04206 – BS04209)

Boîte de 25 sachets (BS04207 – BS04210)

Boîte de 50 sachets (BS04208 – BS04211)



- Pliage américain
- Coton hydrophile blanchi et purifié
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Très grande capacité d'absorption

### **Description produit**

Les Compresse de Gaze Stériles d'Euromedis, emballées par 2 conformément à la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR), sont un pilier essentiel des soins médicaux de qualité. Conçues pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la santé, ces compresses garantissent une hygiène irréprochable et une capacité d'absorption exceptionnelle pour une variété d'applications médicales.

Les compresses de gaze sont pliées selon la méthode du pliage américain, ce qui les rend faciles à manipuler et à déplier lors de la procédure médicale. La gaze est fabriquée à partir de coton hydrophile de haute qualité, qui est soigneusement blanchi et purifié pour garantir un produit sans impuretés.

Ces compresses sont stérilisées avec de l'oxyde d'éthylène, une méthode de stérilisation largement reconnue pour son efficacité dans l'élimination des micro-organismes. Les compresses ont une capacité d'absorption exceptionnelle, ce qui les rend idéales pour la gestion des fluides corporels lors de procédures médicales.

Les Compresse de Gaze Stériles d'Euromedis incarnent l'engagement envers l'excellence dans les soins médicaux. Leur conformité à la LPPR en fait un choix pratique pour les professionnels de la santé, car elles peuvent être remboursées dans le cadre de certains actes médicaux. La stérilisation à l'oxyde d'éthylène garantit leur stérilité, tandis que leur capacité d'absorption exceptionnelle les rend polyvalentes pour diverses applications. Faites confiance à Euromedis pour des dispositifs médicaux de haute qualité qui répondent aux besoins de votre pratique médicale, tout en respectant les normes les plus strictes de l'industrie.

**CARACTÉRISTIQUES**

<b>Matière</b>	Coton hydrophile stérilisé à l'oxyde d'éthylène
<b>Nombre de fils</b>	17
<b>Nombre de plis</b>	8
<b>Dimensions</b>	7,5 x 7,5 cm (BS04206 - BS04207 - BS04208) 10 x 10 cm (BS04209 - BS04210 - BS04211)
<b>Nombre de sachets</b>	10 (BS04206 - BS04209) 25 (BS04207 - BS04210) 50 (BS04208 - BS04211)
<b>Poids emballé</b>	0,053 kg (BS04206) 0,125 kg (BS04207) 0,233 kg (BS04208) 0,083 kg (BS04209) 0,196 kg (BS04210) 0,367 kg (BS04211)
<b>Code EAN</b>	3389360000392 (BS04206) 3389360000408 (BS04207) 3389360000415 (BS04208) 3389360000422 (BS04209) 3389360000439 (BS04210) 3389360000446 (BS04211)